

Nowa Linia Wiertła Proste Powlekane i Stopniowane ze stoperami

- Karta Produktu

Nowe wiertła Alpha Bio Tec są nowoczesne, a jednocześnie łatwe w użyciu przy zastosowaniu stoperów. Wszystkie wiertła mają oznaczenia kolorystyczne dla identyfikacji głębokości nawięrtów.

Cechy i zalety:

- Wielowarstwowa, ciemnoszara powłoka
- Wysoki kontrast i wyraźne oznakowanie głębokości
- Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
- Kod wiertła w kolorze i znakowanie laserowe informuje o średnicy wiertła
- Minimalne nagrzewanie się wiertła podczas pracy i maksymalna stabilność
- Kompatybilne z konstrukcją implantów
- **Kompatybilny ze stoperami**

Stoperzy do wiertel – cechy i zalety:

- Kompatybilne z linią wiertel powlekanych
- Każdy stoper jest zaprojektowany dla dwóch średnic
- Dzięki konstrukcji stopery zapobiegają nagrzewaniu się kości podczas przygotowania nawięrtów
- Wykonane są ze stali nierdzewnej, przystosowane do wielokrotnego użytku
- Przystosowane do wielokrotnej sterylizacji

Wiertła powinny być wymieniane średnio co ok. 100 nawięrtów, ze względu na naturalne zużycie wiertła podczas zabiegów.

Alpha Bio dysponuje wiertłami odpowiednimi do twardości kości. Etap nawięrtów będzie prawidłowy i skuteczny pod warunkiem zastosowania sekwencji wiertel zgodnych z zaleceniem.

Pamiętaj!

Podczas użycia wiertel należy przestrzegać wszystkich wskazań instrukcji obsługi Chirurgicznego protokołu nawiercania zgodnie z wybranym implantem.

