




*Firma Alpha Bio Polska Sp. z o.o. Sp. k., dystrybutor implantów stomatologicznych Alpha Bio Tec w Polsce, potwierdza, że implanty wykonane są ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V ELI), który jest paramagnetykiem.*


*W związku z powyższym implanty Alpha Bio Tec nie zakłócają badania Rezonansem Magnetycznym\*.*

*\*Należy pamiętać, aby tego typu badania wykonywać po okresie osteointegracji (zintegrowaniu implantu z kością).*



Mr. Yuval Grimberg

General Manager  
Alpha-Bio Tec.



Radosław Jarmuła

Prezes Alpha Bio Polska